



車いす送迎前 チェックリスト

～安全な送迎のために、出発前に5つのポイントを確認しましょう～



1 固定

車いすが
正しく固定されているか



- ☐ 指定された位置に固定している
- ☐ フックや固定装置を正しく使用している
- ☐ 緩みはない
- ☐ 固定後、車いすが安定している
- ☐ 車両・装置の取扱説明書に従っている

車いすそのものを
動かさないための
大切な確認だよ！



2 シートベルト

シートベルトが
適切に装着されているか



- ☐ 正しい位置に装着している
- ☐ 緩みはない
- ☐ 身体との隙間が大きすぎない
- ☐ 車いすの部品などに干渉していない
- ☐ 車両・装置の取扱説明書に従っている

ご利用者様の身体を
守るためのベルト！
位置と緩みを
しっかり確認しよう！



3 姿勢

姿勢が崩れて
いないか



- ☐ 骨盤がずれていない
- ☐ 身体が傾いていない
- ☐ 座面からずり落ちていない
- ☐ 足部が安定している
- ☐ 必要に応じて姿勢を調整している

小さな姿勢の崩れが、
走行中の危険に
つながることが
あります。



4 最終確認

発進前に
もう一度確認したか



- ☐ 車いすの固定を再確認した
- ☐ シートベルトの装着を再確認した
- ☐ 姿勢を再確認した
- ☐ 周囲の安全を確認した
- ☐ 運転席に移る前に確認した

「固定したつもり」
「大丈夫なはず」を
防ぐために、最後の
確認が大切です！



5 安全運転

到着まで
安全運転を続ける



- ☐ 急発進をしない
- ☐ 急ブレーキをかけない
- ☐ 急なハンドル操作をしない
- ☐ 交通状況に応じた運転をする
- ☐ 到着まで気を抜かない

安全運転も
大切な支援の
ひとつだね！



気づいたこと・メモ



5つのチェックを習慣にして、安心・安全な送迎を実現しましょう！

